




**ArthroDesign**  
Solutions S.L.

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

Adaptador ergonómico para inhaladores de dosis medida (MDI)


## 1 Coloque la base

Introduzca el inhalador en la base hasta que la boquilla quede alineada con la abertura frontal.




## 2 Acople el pivote

Sitúe el pivote alrededor del inhalador y encájelo sobre la base ya instalada.



## 3 Monte la palanca

Coloque la palanca superior alineando sus apoyos con el pivote.



## 4 Dispositivo listo

Presione suavemente la palanca superior para accionar el inhalador.

